

## Locatoren in vorhandenen ZE im direkten Verfahren

**Behandler:** \_\_\_\_\_

**Assistenz:** \_\_\_\_\_

**Allgemeines:** \_\_\_\_\_

Patient ist mit der Behandlung einverstanden

Unterschriebener HKP/KV Geplante Versorgung: \_\_\_\_\_

liegt vor

Einarbeitung Locator/-en in vorh. OK – UK Prothese Regio \_\_\_\_\_

Verschlusschraube (HK oder GF) wird abgeschraubt

Locatoraufbauten \_\_\_\_\_ in IM eingeschraubt

OK/UK Prothese wird Regio \_\_\_\_ ausgeschliffen/ vorbereitet

Einpolymerisieren/ Einarbeitung des Locators (Matrizen) mit Kunststoff in die Prothese

Ausarbeitung und Politur der Prothese

Prothesensitz überprüft, Okklusion überprüft

Medikament CHX Gel eingebracht

Retentionsgummis Pat. mitgegeben

Reinigung und Handhabung mit Pat. besprochen und geübt.

Werkstück desinfiziert

Gründe für eine Faktorerhöhung: \_\_\_\_\_

Besonderheiten: \_\_\_\_\_

Next: